

MiniONE[®] Button

Botton Balonado de Gastrostomia

Anvisa: 80117581123



Menos Complicações

Mais Confortável

Soft + Flexível

Brilha Escuro Tecnologia


AMT MiniONE® Botton Gastrostomia



Balão AMT Exclusivo
Fixação Gástrica Superior



Soft + Flexível
Mais Confortável



Glow Green™
Facilita Administração
de Dieta Noturna

Vantagens na Alimentação Enteral

Reduz Vazamentos

O Botton Balonado MiniONE® foi projetado para reduzir vazamento gástrico que pode causar perda na nutrição, danos na pele e granulação do tecido

- **Exclusivo Balão AMT**
Formato maçã, expande horizontalmente >50% a mais de cobertura interna do estoma¹
- **Transição Cônica**
Da conexão para o tubo, maior segurança posicionamento
- **Válvula Anti-Refluxo**
previne refluxo
- **Volume Balão Ajustável**
garante posicionamento adequado

Soft + Flexible

- **Suporte Externo Flexível**
Facilita limpeza ao redor do estoma
- **Conexão Insuflação Balão**
Angulado para reduzir irritação na pele ao redor do estoma
- **Conforto para Pele**

Mais Confortável

AMT compreende que conforto é fundamental para o paciente, cuidadores e satisfação dos Médicos

- **Menor Perfil Suporte Externo¹**
MiniONE® ajusta-se discretamente embaixo da roupa
- **Menor Perfil Balão¹**
ocupa menos espaço dentro do estômago

Sua Melhor Opção para Alimentação Enteral

Características do Dispositivo

MiniONE® Botton Balonado

Menor Perfil¹

Suporte Externo

Glow Green™ Porta Dieta

Brilha Escuro

Válvula Balão

Angulada Reduz Irritação

Válvula Anti-Refluxo

Transição em Cone

Soft + Flexível

Fixação Gástrica Superior

> maior Cobertura¹

Volume Balão Ajustável


Garante Posicionamento Adequado

Menor Perfil¹


Dentro do Estômago

Segurança na Conexão do Extensor


Para conexão do extensor no Botton Balonado MiniONE®, siga esses simples passos:




Estabilize



ALINHE & INSIRA



ROTACIONE



TRAVE

Posicionamento Adequado

Para garantir posicionamento correto, é crucial medir o comprimento do estoma com Medidor de Estoma

Medidor de Estoma Balonado	CÓDIGO #	EMBALAGEM
COMPATÍVEL FIO GUIA	1804	10/CX
NÃO COMPATÍVEL FIO GUIA	1704	10/CX

Botton Balonado MiniONE®

AMT®	12 F		14 F		16 F		18 F		20 F		24 F	
LENGTH cm	ORDER NUMBERS											
	LEGACY	ENFit®	LEGACY	ENFit®	LEGACY	ENFit®	LEGACY	ENFit®	LEGACY	ENFit®	LEGACY	ENFit®
0.8	M1-5-1208	M1-5-1208-I	M1-5-1408	M1-5-1408-I								
1.0	M1-5-1210	M1-5-1210-I	M1-5-1410	M1-5-1410-I	M1-5-1610	M1-5-1610-I	M1-5-1810	M1-5-1810-I	M1-5-2010	M1-5-2010-I		
1.2	M1-5-1212	M1-5-1212-I	M1-5-1412	M1-5-1412-I	M1-5-1612	M1-5-1612-I	M1-5-1812	M1-5-1812-I	M1-5-2012	M1-5-2012-I		
1.5	M1-5-1215	M1-5-1215-I	M1-5-1415	M1-5-1415-I	M1-5-1615	M1-5-1615-I	M1-5-1815	M1-5-1815-I	M1-5-2015	M1-5-2015-I	M1-5-2415	M1-5-2415-I
1.7	M1-5-1217	M1-5-1217-I	M1-5-1417	M1-5-1417-I	M1-5-1617	M1-5-1617-I	M1-5-1817	M1-5-1817-I	M1-5-2017	M1-5-2017-I	M1-5-2417	M1-5-2417-I
2.0	M1-5-1220	M1-5-1220-I	M1-5-1420	M1-5-1420-I	M1-5-1620	M1-5-1620-I	M1-5-1820	M1-5-1820-I	M1-5-2020	M1-5-2020-I	M1-5-2420	M1-5-2420-I
2.3	M1-5-1223	M1-5-1223-I	M1-5-1423	M1-5-1423-I	M1-5-1623	M1-5-1623-I	M1-5-1823	M1-5-1823-I	M1-5-2023	M1-5-2023-I	M1-5-2423	M1-5-2423-I
2.5	M1-5-1225	M1-5-1225-I	M1-5-1425	M1-5-1425-I	M1-5-1625	M1-5-1625-I	M1-5-1825	M1-5-1825-I	M1-5-2025	M1-5-2025-I	M1-5-2425	M1-5-2425-I
2.7	M1-5-1227	M1-5-1227-I	M1-5-1427	M1-5-1427-I	M1-5-1627	M1-5-1627-I	M1-5-1827	M1-5-1827-I	M1-5-2027	M1-5-2027-I	M1-5-2427	M1-5-2427-I
3.0	M1-5-1230	M1-5-1230-I	M1-5-1430	M1-5-1430-I	M1-5-1630	M1-5-1630-I	M1-5-1830	M1-5-1830-I	M1-5-2030	M1-5-2030-I	M1-5-2430	M1-5-2430-I
3.5	M1-5-1235	M1-5-1235-I	M1-5-1435	M1-5-1435-I	M1-5-1635	M1-5-1635-I	M1-5-1835	M1-5-1835-I	M1-5-2035	M1-5-2035-I	M1-5-2435	M1-5-2435-I
4.0	M1-5-1240	M1-5-1240-I	M1-5-1440	M1-5-1440-I	M1-5-1640	M1-5-1640-I	M1-5-1840	M1-5-1840-I	M1-5-2040	M1-5-2040-I	M1-5-2440	M1-5-2440-I
4.4			M1-5-1444	M1-5-1444-I	M1-5-1644	M1-5-1644-I	M1-5-1844	M1-5-1844-I	M1-5-2044	M1-5-2044-I	M1-5-2444	M1-5-2444-I
5.0			M1-5-1450	M1-5-1450-I	M1-5-1650	M1-5-1650-I	M1-5-1850	M1-5-1850-I	M1-5-2050	M1-5-2050-I	M1-5-2450	M1-5-2450-I
5.5			M1-5-1455	M1-5-1455-I	M1-5-1655	M1-5-1655-I	M1-5-1855	M1-5-1855-I	M1-5-2055	M1-5-2055-I	M1-5-2455	M1-5-2455-I
6.0			M1-5-1460	M1-5-1460-I	M1-5-1660	M1-5-1660-I	M1-5-1860	M1-5-1860-I	M1-5-2060	M1-5-2060-I	M1-5-2460	M1-5-2460-I
6.5			M1-5-1465	M1-5-1465-I								
7.0			M1-5-1470	M1-5-1470-I								
8.0			M1-5-1480	M1-5-1480-I								
9.0			M1-5-1490	M1-5-1490-I								
10.0			M1-5-14100	M1-5-14100-I								

*O Botton Balonado MiniONE® contém 1 unidade por caixa

Extensores inclusos no Kit



Portifólio Completo – Extensores

ADAPTER OPTIONS	RIGHT ANGLE CONNECTOR OPTIONS			STRAIGHT CONNECTOR OPTIONS		
	2"	12"	24"	2"	12"	24"
Purple Bolus		8-1221	8-2421	8-0211	8-1211	8-2411
Clear Y-Port XL	8-0222	8-1222	8-2422	8-0212	8-1212	
Purple Y-Port		8-1257G [†] 8-1255	8-2455			
Single ENFit®		8-1221-ISOSAF 8-1223-ISOSAF 8-1226-ISOSAF	8-2421-ISOSAF 8-2423-ISOSAF	8-0211-ISOSAF	8-1211-ISOSAF	8-2411-ISOSAF
Dual ENFit®	8-0222-ISOSAF	8-1222-ISOSAF 8-1255-ISOSAF	8-2422-ISOSAF 8-2455-ISOSAF	8-0212-ISOSAF	8-1212-ISOSAF	


PADRÃO ENFIT®

VOLUME PREENCHIMENTO BALÃO

FRENCH SIZE	MIN	REC.	MAX
12F	2 ml	2.5 ml	3 ml
14F	3 ml	4 ml	5 ml
16F	4 ml	6 ml	8 ml
18F	6 ml	8 ml	10 ml
20F	7 ml	10 ml	15 ml
24F	7 ml	10 ml	15 ml



Recomendado volume de água é claramente impresso em cada MiniONE® válvula de preenchimento do balão. Consulte seu Médico antes de ajustar o volume de preenchimento.



Visite nosso site para lista completa de produtos :www.medicallog.com.br

55 19 3845-7886 contato@medicallog.com.br |

ENFit® is uma marca registrada da GEDSA. | 1. Alegações feitas baseadas em testes internos da AMT em dispositivos 14F.